

XS Cond 50 VioLab conduttimetro da banco - Cella 2301 T

Codice: 50103002



SCHEDA TECNICA

Normative applicate

Normative

CE

Prestazioni

Accuratezza COND	± 2 % f.s.
Accuratezza temperatura	± 0,5 °C
Coefficiente di temperatura (valore max)	10,00 % / °C
Coefficiente di temperatura (valore min)	0,00 % / °C
Compensazione della temperatura	0,0...80,0 °C
Fattore TDS (valore max)	1.00
Fattore TDS (valore min)	0.40
Range di misura COND (valore max)	200 mS
Range di misura COND (valore min)	0,00 mS
Range di misura TDS (valore max)	200 g/l
Range di misura TDS (valore min)	0.1 mg/l
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 100,0 °C
Range di misura Temperatura (valore min)	0,0 °C
Risoluzione COND	0,01 - 0,1 - 1 µS / 0,01 - 0,1 mS
Risoluzione temperatura	0,1 °C

Temperatura di lavoro (valore max.)	+ 45 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	0 °C
Temperatura di riferimento (valore max)	+ 30 °C
Temperatura di riferimento (valore min)	+ 15 °C

Caratteristiche

Display	LCD a colori ad alta definizione, retroilluminato
Filtro di stabilità	3 livelli
Grado di protezione IP	IP 54
Punti di calibrazione Cond	1...4
Report di calibrazione	Si
Tamponi riconosciuti Cond	84 µS - 1413 µS - 12,88 mS - 111,8 mS - 1 valore user

Alimentazioni

Alimentazione	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
---------------	--------------------------

Dimensioni e Peso

Dimensioni strumento	160 x 140 x 45 mm
Peso strumento	380 g