



Offrono la flessibilità necessaria per massimizzare la preparazione del campione

- È disponibile un'ampia scelta di rotori da utilizzare con le centrifughe Frontier, abbinabili in base alle portate e alla flessibilità richieste dalle diverse esigenze di preparazione dei campioni, dalle più semplici alle più avanzate.
- Progettati in vista della loro usabilità, i rotori Frontier possono essere installati o rimossi senza difficoltà in pochi rapidi passaggi, dando agli operatori un facile accesso ai campioni.
- I rotori sono costruiti in modo robusto, in lega di alluminio di alta qualità o in polipropilene, per resistere alle impegnative sollecitazioni dei flussi di lavoro, dalla sterilizzazione in autoclave alle temperature sotto zero.
- Le centrifughe Frontier di OHAUS sono affidabili, versatili e ideali per numerose applicazioni di laboratorio.
- Le caratteristiche includono portate medio-piccole, varie gamme di velocità e opzioni non refrigerate o refrigerate per soddisfare tutte le esigenze.

Ingeniously Practical

FRONTIER™5000 Series

Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratori

- Il design intuitivo delle centrifughe e degli accessori consente un facile accesso alle impostazioni dei parametri e una rapida rotazione tra le applicazioni.
- Le nostre centrifughe multifunzione offrono una piattaforma di centrifugazione ad alta velocità che può essere personalizzata per soddisfare le esigenze del flusso di lavoro usando un’ampia gamma di rotori e accessori.
- L’affidabilità e le prestazioni di queste centrifughe sono garantite dall’ingegneria tedesca e dai componenti di alta qualità.

Specifications

Modello	Codice	Tensione	Intervallo di velocità	Raffreddamento	RCF massima	Portata massima	Dimensioni/Massa del prodotto	Peso di spedizione/Peso
FC5916	30553036	230V	200 - 16,000 rpm	Raffreddamento ad aria	24,325 xg	4 x 750 ml	540 x 670 x 390 mm 85 kg	780 x 670 x 590 mm 98 kg
FC5916R	30553101	230V	200 - 16,000 rpm	Da -20°C a 40°C	26,331 xg	4 x 750 ml	730 x 670 x 390 mm 118 kg	900 x 70 x 560 mm 137 kg
FC5816	30314816	230V	200 - 15,000 rpm	Raffreddamento ad aria	21,379 xg	6 x 250 ml	530 x 440 x 350 mm 52 kg	670 x 550 x 530 mm 56 kg
FC5816R	30314818	230V	200 - 16,000 rpm	Da -20°C a 40°C	24,325 xg	6 x 250 ml	530 x 720 x 350 mm 77 kg	840 x 640 x 590 mm 87 kg
FC5718	30314812	230V	200 - 18,000 rpm	Raffreddamento ad aria	23,542 xg	4 x 100 ml	490 x 400 x 490 mm 43 kg	650 x 490 x 520 mm 53 kg
FC5718R	30314814	230V	200 - 18,000 rpm	Da -20°C a 40°C	23,542 xg	4 x 100 ml	730 x 400 x 350 mm 60 kg	840 x 640 x 590 mm 77 kg
FC5714	30314810	230V	200 - 14,000 rpm	Raffreddamento ad aria	18,624 xg	4 x 100 ml	490 x 360 x 330 mm 30 kg	580 x 490 x 280 mm 32.5 kg
FC5707*	30393189	100-230V	200 – 6,800 rpm	Raffreddamento ad aria	4,445 xg	8 x 15 ml	277 x 356 x 236 mm 10 kg	370 x 470 x 340 mm 11.5 kg
FC5706	30130875	230V	200 - 6,000 rpm	Raffreddamento ad aria	4,427 xg	6 x 50 ml	390 x 290 x 260 mm 10 kg	540 x 400 x 380 mm 14 kg
FC5515	30130866	230V	200 - 15,000 rpm	Raffreddamento ad aria	21,953 xg	44 x 1.5/2.0 ml	390 x 280 x 290 mm 17 kg	540 x 400 x 380 mm 20 kg
FC5515R	30130868	230V	200 - 15,000 rpm	Da -20°C a 40°C	21,953 xg	44 x 1.5/2.0 ml	560 x 280 x 290 mm 35 kg	660 x 400 x 520 mm 44 kg
FC5513	30393187	230V	200 – 13,500 rpm	Raffreddamento ad aria	17,317 xg	24 x 1.5/2.0 ml	277 x 356 x 236 mm 12.6 kg	370 x 470 x 340 mm 14.0 kg
	30370691*							
FC5306*	30134156	100-240V	6,000 rpm	Raffreddamento ad aria	2,000 xg	8 x 1.5/2.0 ml	150 x 168 x 128 mm 1.1 kg	216 x 305 x 194 mm 1.9 kg

*Rotor Included

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS		
	Codice	30304361	
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml	
	Tipo di rotore	Angolo, 45°	
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g	
	Temperatura minima	6 °C	
Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	16,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	24,325/24,325 × g	21,463/21,463 × g	23,466/23,466 × g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 6 x 250 ml										
	Codice	30314821									
	Rotore portata massima	6 x 250 ml									
	Tipo di rotore	Angolo, 28°									
	Peso netto consentito	6 x 355 g									
	Temperatura minima	3 °C									
Specifiche degli accessori	N/d										
	Codice dell'accessorio	N/d	30304369	30304370	30304371	30304372	30304373	30304374	30559412	30559413	30559414
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore									
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	8,000/8,000										
Quantity in Package	N/d	2 /pk							3 /pk	2 /pk	
Max. RCF	10,016 / 10,016 x g	9,444 / 9,444 x g	9,515 / 9,515 x g	9,301 / 9,301 x g	8,943 / 8,943 x g	8,585 / 8,585 x g	8,371 / 8,371 x g	9,444 / 9,444 x g	10,016/10,016 x g		
Specifiche della provetta											
	Tipo provetta	Base piatta	Microprovetta	Base arrotondata	Falcon	Base arrotondata		Falcon	Microprovetta		Conica bordata
Vol./Provetta	250 ml	1.5/2.0 ml	10 ml	15 ml	30 ml	50 ml		1.5/2.0 ml	250 ml	175-225 ml	
Nr. provette/Rotore	6	48	30	24	12	6		90	6		
Diametro max. provetta (mm)	62	11	16	17	26	29	30	11	60	61	
Altezza della provetta (mm)	140	42	80	120	92	103	118	42	118/137	159	

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore flessibile 2 × 3 MTP w/contenitore	
	Codice	30314824
	Rotore portata massima	2 x 3 MTP
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	2 x 310 g
	Temperatura minima	-3 °C
Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30314890	30314891
Tipo di accessorio	Contenitore	Adattatore
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	4,500/4,500	
Quantity in Package	2/pk	
Max. RCF	2,716/2,716 × g	
Specifiche della provetta	N/d	
Tipo provetta	Micropiastra	Microprovetta
Vol./Provetta	MTP	1.5/2.0 ml
Nr. provette/Rotore	6 micropiastre standard o 2 piastre per pozzetti profondi	96
Diametro max. provetta (mm)	87 x 128	11
Altezza della provetta (mm)	51	42

	Rotore angolare 6 × 85 ml	
	Codice	30314826
	Rotore portata massima	6 x 85 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 38°
	Peso netto consentito	6 x 140 g
	Temperatura minima	15°C

Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30314893	30314894	30314895	30314896	30314897	30314898	30314899
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	11,000/13,000							
Quantity in Package	N/d	2/pk						
Max. RCF	15,555 / 21,762 × g	14,338 / 20,025 × g	14,067 / 19,647 × g	14,743 / 20,592 × g	14,338 / 20,025 × g	14,067 / 19,647 × g	15,014 / 20,970 × g	14,067 / 19,647 × g
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon		Base arrotondata	
Vol./Provetta	85 ml	15 ml	30 ml	50 ml		15 ml		16 ml
Nr. provette/Rotore	6						12	6
Diametro max. provetta (mm)	38	17	25	29		17		18
Altezza della provetta (mm)	113	103/110	90/103	105	118	120	95/100	103/110

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 4 × 85 ml							
	Codice	30314827						
	Rotore portata massima	4 x 85 ml						
	Tipo di rotore	Angolo, 30°						
	Peso netto consentito	4 x 140 g						
	Temperatura minima	5 °C						
Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30314893	30314894	30314895	30314896*	30314897*	30314898	30314899
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	15,000/16,000							
Quantity in Package	N/d	2/pk						
Max. RCF	23,685 / 26,331 × g	17,103 / 18,243 × g	16,902 / 18,028 × g	17,908 / 19,101 × g	17,304 / 18,457 × g	16,700 / 17,813 × g	15,091 / 16,097 × g	16,700 / 17,813 × g
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon		Base arrotondata	
Vol./Provetta	85 ml	15 ml	30 ml	50 ml		15 ml		16 ml
Nr. provette/Rotore	4						12	6
Diametro max. provetta (mm)	38	17	25	29		17		18
Altezza della provetta (mm)	113	103/110	90/103	105	118	120	95/100	103/110

*solo senza coperchio del secchio

	Rotore angolare 10 × 50 ml	
	Codice	30314829
	Rotore portata massima	10 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 38°
	Peso netto consentito	10 x 74 g
	Temperatura minima	9°C

Specifiche degli accessori	N/d					
Codice dell'accessorio	N/d	30130886*	30130889*	30130890*	30472300	30472307
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore				
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	10,000/10,500					
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk			
Max. RCF	10,899 / 11,444 × g	7,461 / 7,834 × g	10,228 / 10,739 × g	8,719 / 9,155 × g	10,480 / 11,004 × g	10,731 / 11,267 × g
Specifiche della provetta						
Tipo provetta	Falcon	Microprovetta	Base arrotondata			Base conica
Vol./Provetta	50 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	10					
Diametro max. provetta (mm)	29	11	13.5		17	
Altezza della provetta (mm)	118	42	100	100	97-123	120

*Tutti i rack sono usati solo con secchi 30472300, 30472307

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 6 × 50 ml	
	Codice	30314831
	Rotore portata massima	6 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 26°
	Peso netto consentito	6 x 94 g
	Temperatura minima	-5 °C

Specifiche degli accessori	N/d				
Codice dell'accessorio	N/d	30130891	30130892	30130893	30314892*
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore			
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	13,000/13,000				
Quantity in Package	N/d	2/pk			
Max. RCF	15,869/15,869 × g	14,649/14,649 × g	13,777/13,777 × g	13,951/13,951 × g	13,428/13,428 × g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata Oakridge	Base arrotondata			Falcon
Vol./Provetta	50 ml	30 ml	16 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	6				
Diametro max. provetta (mm)	29	26	18	17	17.5
Altezza della provetta (mm)	95/115	100	100/105		116/125

*Only without bucket lid

	Rotore angolare 20 × 10 ml	
	Codice	30314833
	Rotore portata massima	20 x 10 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°
	Peso netto consentito	20 x 18 g
	Temperatura minima	‘-11.5 °C

Specifiche degli accessori	N/d
Codice dell'accessorio	N/d
Tipo di accessorio	N/d
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	16,000 /16,000
Quantity in Package	N/d
Max. RCF	15,775/15,775 × g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Falcon
Vol./Provetta	10 ml
Nr. provette/Rotore	20
Diametro max. provetta (mm)	16
Altezza della provetta (mm)	80

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 44 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314835
	Rotore portata massima	44 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°/55°
	Peso netto consentito	44 x 3.8 g
	Temperatura minima	8 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	16,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	24,325/24,325 × g	22,035/22,035 × g	23,467/23,467 × g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	44		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 30 × 1.5/2.0 ml sigillabile	
	Codice	30314836
	Rotore portata massima	30 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	30 x 3.4 g
	Temperatura minima	9 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	15,000/15,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	23,643/23,643 × g	21,361/21,361 × g	19,719/19,719 × g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	30		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314838
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g
	Temperatura minima	6 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	16,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	24,325/24,325 × g	22,035/22,035 × g	23,467/23,467 × g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare, 4 strip da 8 posti per PCR	
	Codice	30314841
	Rotore portata massima	4 x striscia PCR a 8 pozzetti
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	4 x 3.5 g
	Temperatura minima	-1 °C

Specifiche degli accessori	N/d
Codice dell'accessorio	N/d
Tipo di accessorio	N/d
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	16,000 /16,000
Quantity in Package	N/d
Max. RCF	24,325/24,325 × g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	8-w PCR Strip
Vol./Provetta	N/d
Nr. provette/Rotore	24
Diametro max. provetta (mm)	N/d
Altezza della provetta (mm)	N/d

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore flessibile 4 × 750 ml ID	
	Codice	30553085
	Rotore portata massima	4 × 750 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	4 × 995 g
	Temperatura minima	4°C

Specifiche degli accessori								
Codice dell'accessorio	30553121	30553122*	30553123	30553124	30553125	30553126	30553127	30553128
Tipo di accessorio	Contenitore	Assemblaggio del coperchio	O-Ring	Rack				
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	4,000/4,500			4,000/4,500				
Quantity in Package	2 /pk		10/pk	2 /pk				
Max. RCF (FC5916/FC5916 R)	3,434 / 4,346 × g	N/d		3,416 / 4,324 × g	3,380 / 4,278 × g	3,416/4,324 × g		
Specifiche della provetta		N/d						
Tipo provetta	Base piatta	N/d		Conica bordata	Base piatta	Conica bordata	Base arrotondata	Conica bordata
Vol./Provetta	750 ml	N/d		500 ml	250 ml	175 / 225 ml	100 ml	50 ml
Nr. provette/Rotore	4	N/d		4			12	20
Diametro max. provetta (mm)	99	N/d		96	62	61	41	29
Altezza della provetta (mm)	152	N/d		148	135	120-140	102-123	116

Specifiche degli accessori								
Codice dell'accessorio	30553129	30553130	30553131	30553132	30553133	30553134	30553135	30553136
Tipo di accessorio	Rack			Rack				
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	4,000/4,500							
Quantity in Package	2 /pk							
Max. RCF (FC5916/FC5916 R)	3,416/4,324 × g			3,416 / 4,324 × g	3,434 / 4,346 × g	3,398 / 4,301 × g	3,363/4,256 × g	
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Conica bordata		Base arrotondata	Base arrotondata	Conica bordata		Base arrotondata	
Vol./Provetta	50 ml			30 ml	15 ml			10 ml
Nr. provette/Rotore	20	28		32	56	68	72	84
Diametro max. provetta (mm)	29			26	17			16
Altezza della provetta (mm)	100-120	116	102-123	102-123	120		97-120	70-121

*tutti i rack sono compatibili solo con il bicchiere 30553121, rack rettangolari disponibili a richiesta.

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30553138	30553139	30553140	30553177	30553104	30553105	30553117*
Tipo di accessorio	Rack				Contenitore	Supporto	Assemblaggio del coperchio
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	4,000/4,500						
Quantity in Package	2 /pk						
Max. RCF (FC5916/FC5916 R)	3,345 / 4,233 × g		3,398 / 4,301 × g	3,363 / 4,256 × g	3,130 / 3,961 × g	3,345 / 4,233 × g	
Specifiche della provetta					N/d		
Tipo provetta	Base arrotondata	Vacutainer / Sarstedt		Sarstedt	Micropiastra	N/d	
Vol./Provetta	7 ml	1.8-7 ml	4- 10 ml	1.1-1.4 ml	N/d		
Nr. provette/Rotore	128	108	72	152	12 micropiastre standard o 4 piastre per pozzetti profondi	N/d	
Diametro max. provetta (mm)	13		16	8	87 × 128	N/d	
Altezza della provetta (mm)	98-119	65-100	75-100	66	80	N/d	

Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30553118	30553119
Tipo di accessorio	O-Ring	Contenitore
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	4,000/4,500	
Quantity in Package	10 /pk	2 /pk
Max. RCF (FC5916/FC5916R)	N/d	2,754/3,486 × g
Specifiche della provetta	N/d	
Tipo provetta	N/d	Micropiastra
Vol./Provetta	N/d	N/d
Nr. provette/Rotore	N/d	12 micropiastre standard o 4 piastre per pozzetti profondi
Diametro max. provetta (mm)	N/d	87 × 128
Altezza della provetta (mm)	75-100	72

* Certificato BIOSEAL: Se si usa ***** con questo rotore, il bicchiere é sigillato ermeticamente. L'O-ring deve essere sostituito quando é consumato

Rotori per FRONTIER™ FC5916 e FC5916R

	Rotore angolare 4 x 500 ml ID	
	Codice	30553086
	Rotore portata massima	4 × 500 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 24°
	Peso netto consentito	4 × 708 g
	Temperatura minima	0 °C

Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30559416	30559417	30559419	30559420	30559421	30559422	30564850
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5916/FC5916R)	8,000/8,000							
Quantity in Package	N/d	2 /pk						
Max. RCF (FC5916/FC5916R)	10,374 × g	9014 / 9014 × g	9,587 / 9,587 × g	8,871 / 8,871 × g	10,231 / 10,231 × g	9,873/9,873 × g		9,801 / 9,801 × g
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata/ conica	Conica bordata			Base arrotondata		Conica bordata	Base piatta
Vol./Provetta	500 ml	250 ml	175-225 ml	50 ml		30 ml	15 ml	250 ml
Nr. provette/Rotore	4						12	6
Diametro max. provetta (mm)	96	60.5	61.5	29.5	29	25.5	17	61.5
Altezza della provetta (mm)	N/d	171	118/137	115	103	92	120	195

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS	
	Codice	30304361
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g
	Temperatura minima	3°C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	15,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	21,379/24,325 x g	18,864/21,463 x g	20,624/23,466 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore flessibile 4 × 250 ml	
	Codice	30314820
	Rotore portata massima	4 x 250 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	4 x 536 g
	Temperatura minima	-2°C

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314901	30314902	30304367	30304368*	30314903	30314904	30314905
Tipo di accessorio	Tappo a vite	O-Ring	Rack	Adattatore	Rack		
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	4,500/4,500						
Quantity in Package	2/pk	10/pk	2/pk				
Max. RCF	N/d		3,689 x g	3,554 x g		3,599 x g	3,689 x g
Specifiche della provetta	N/d						
Tipo provetta	N/d		Vacutainer/ Sarstedt	Microprovetta	Base piatta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	N/d		4-10 ml	1.5/2.0 ml	250 ml	100 ml	50 ml
Nr. provette/Rotore	N/d		32	36	4		12
Diametro max. provetta (mm)	N/d		16	11	62	41	29
Altezza della provetta (mm)	N/d		75/100	42	110/130	95/120	

*compatibile solo con Rack 30314903

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314906	30314907	30314908	30314909	30314910	30314911	30314912
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	4,500/4,500						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3,780 x g	3,576 x g		3,644 x g		3,508 x g	3,689 x g
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Falcon	Base arrotondata	Conica bordata		Base arrotondata	Conica bordata	Base arrotondata
Vol./Provetta	50 ml				25 ml		15 ml
Nr. provette/Rotore	12	4	8	4	20	12	36
Diametro max. provetta (mm)	29	34	29		24.5		17
Altezza della provetta (mm)	100/120			116	100/120	85/100	76/115

Specifiche degli accessori					
Codice dell'accessorio	30314913	30314914	30314915	30314916	30314917
Tipo di accessorio	Rack				
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	4,500/4,500				
Quantity in Package	2/pk				
Max. RCF	3,712 x g	3,644 x g	3,689 x g	3,599 x g	
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Falcon	Conica bordata	Base arrotondata		Vacutainer
Vol./Provetta	15 ml		10 ml	5-7 ml	1.6-7 ml
Nr. provette/Rotore	28		32	56	40
Diametro max. provetta (mm)	17		16	13	
Altezza della provetta (mm)	95/120	100/120	80/100	65/120	75/120

	Rotore angolare 6 × 250 ml	
	Codice	30314821
	Rotore portata massima	6 x 250 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 28°
	Peso netto consentito	6 x 355 g
	Temperatura minima	3°C

Specifiche degli accessori	N/d									
Codice dell'accessorio	N/d	30304369	30304370	30304371	30304372	30304373	30304374	30559412	30559413	30559414
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore								
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	8,000/8,000									
Quantity in Package	N/d	2 /pk							3 /pk	2 /pk
Max. RCF	10,016 x g	9,444 x g	9,515 x g	9,301 x g	8,943 x g	8,585 x g	8,371 x g	9444 x g	10,016 x g	
Specifiche della provetta										
Tipo provetta	Base piatta	Microprovetta	Base arrotondata	Falcon	Base arrotondata		Falcon	Microprovetta		Conica bordata
Vol./Provetta	250 ml	1.5/2.0 ml	10 ml	15 ml	30 ml	50 ml		1.5/2.0 ml	250 ml	175-225 ml
Nr. provette/Rotore	6	48	30	24	12	6		90	6	
Diametro max. provetta (mm)	62	11	16	17	26	29	30	11	60	61
Altezza della provetta (mm)	140	42	80	120	92	103	118	42	118/137	159

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore flessibile 2 × 3 MTP w/contenitore	
	Codice	30314824
	Rotore portata massima	2 x 3 MTP
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	2 x 310 g
	Temperatura minima	-3°C

Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30314890	30314891
Tipo di accessorio	Contenitore	Adattatore
Max. RPM	4,500	
Quantity in Package	2/pk	
Max. RCF	2,716 x g	
Specifiche della provetta	N/d	
Tipo provetta	Micropiastra	Microprovetta
Vol./Provetta	MTP	1.5/2.0 ml
Nr. provette/Rotore	6 micropiastre standard o 2 piastre per pozzetti profondi	96
Diametro max. provetta (mm)	87 x 128	11
Altezza della provetta (mm)	51	42

	Rotore angolare 6 × 85 ml	
	Codice	30314826
	Rotore portata massima	6 x 85ml
	Tipo di rotore	Angolo, 38°
	Peso netto consentito	6 x 140 g
	Temperatura minima	15°C

Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30314893	30314894	30314895	30314896	30314897	30314898	30314899
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	11,000/13,000							
Quantity in Package	N/d	2/pk						
Max. RCF	15,555 /21,762 x g	14,338 /20,025 x g	14,067 /19,647 x g	14,743 /20,592 x g	14,338 /20,025 x g	14,067 /19,647 x g	15,014 /20,970 x g	14,067 /19,647 x g
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon	Base arrotondata		
Vol./Provetta	85 ml	15 ml	30 ml	50 ml		15 ml		16 ml
Nr. provette/Rotore	6						12	6
Diametro max. provetta (mm)	38	17	25	29		17		18
Altezza della provetta (mm)	113	103/110	90/103	105	118	120	95/100	103/110

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore angolare 4 × 85 ml	
	Codice	30314827
	Rotore portata massima	4 x 85 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°
	Peso netto consentito	4 x 140 g
	Temperatura minima	5°C

Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30314893	30314894	30314895	30314896*	30314897*	30314898	30314899
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	12,000/12,000							
Quantity in Package	N/d	2/pk						
Max. RCF	14,809 x g	13,682 x g	13,521 x g	14,326 x g	13,843 x g	13,360 x g	12,073 x g	13,360 x g
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon		Base arrotondata	
Vol./Provetta	85 ml	15 ml	30 ml	50 ml		15 ml		16 ml
Nr. provette/Rotore	4						8	4
Diametro max. provetta (mm)	38	17	25	29		17		18
Altezza della provetta (mm)	113	103/110	90/103	105	118	120	95/100	103/110

*solo senza coperchio del secchio

	Rotore flessibile 16× 50 ml	
	Codice	30314828
	Rotore portata massima	16 x 50 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	4 x 557 g
	Temperatura minima	2°C

Specifiche degli accessori				
Codice dell'accessorio	30304375	30314583	30314584	30314585
Tipo di accessorio	Rack			
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	4,500/4,500			
Quantity in Package	2/pk			
Max. RCF	3,735 x g		3,599 x g	3,531 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Falcon		Vacutainer/Sarstedt	
Vol./Provetta	50 ml	15 ml	5-7 ml	4-10 ml
Nr. provette/Rotore	16	40	56	48
Diametro max. provetta (mm)	29	17	13	16
Altezza della provetta (mm)	116	120	75/100	

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore angolare 10 × 50 ml	
	Codice	30314829
	Rotore portata massima	10 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 38°
	Peso netto consentito	10 x 74 g
	Temperatura minima	9°C

Specifiche degli accessori	N/d					
Codice dell'accessorio	N/d	30130886*	30130889*	30130890*	30472300	30472307
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore				
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	7,500/7,500					
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk			
Max. RCF	8,174 x g	5,596 x g	7,671 x g	6,539 x g	11,318/15,406 x g	11,590/15,776 x g
Specifiche della provetta						
Tipo provetta	Falcon	Microprovetta	Base arrotondata			Base conica
Vol./Provetta	50 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	10					
Diametro max. provetta (mm)	29	11	13.5		17	
Altezza della provetta (mm)	118	42	100	100	97-123	120

*ti i rack sono usati solo con secchi 30472300, 30472307

	Rotore angolare 6 × 50 ml	
	Codice	30314831
	Rotore portata massima	6 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 26°
	Peso netto consentito	6 x 94 g
	Temperatura minima	-5 °C

Specifiche degli accessori	N/d				
Codice dell'accessorio	N/d	30130891	30130892	30130893	30314892*
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore			
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	12,000/12,000				
Quantity in Package	N/d	2/pk			
Max. RCF	15,869 x g	14,924 x g	12,717 x g	15,113 x g	14,546 x g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata Oakridge	Base arrotondata			Falcon
Vol./Provetta	50 ml	30 ml	16 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	6				
Diametro max. provetta (mm)	29	26	18	17	17.5
Altezza della provetta (mm)	95/115	100	100/105		116/125

*solo senza coperchio del secchio

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore angolare 30 × 15 ml	
	Codice	30314832
	Rotore portata massima	30 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 35°
	Peso netto consentito	30 x 32 g
	Temperatura minima	-12°C

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	4,500/4,500			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	2,830 x g	2,038 x g	2,762 x g	2,377 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	30			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	95/115	42	100	65/75

	Rotore angolare 20 × 10 ml	
	Codice	30314833
	Rotore portata massima	20 x 10 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°
	Peso netto consentito	20 x 18 g
	Temperatura minima	0°C

*No Adattatores

Rotori per FRONTIER™ FC5816 e FC5816R

	Rotore angolare 44 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314835
	Rotore portata massima	44 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°/55°
	Peso netto consentito	44 x 3.8 g
	Temperatura minima	8°C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	15,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	21,128/24,039 x g	19,367/22,035 x g	20,625/23,467 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	44		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314838
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g
	Temperatura minima	3°C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5816/FC5816R)	15,000/16,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	21,379/24,325 x g	18,864/21,463 x g	20,624/23,466 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS	
	Codice	30304361
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g
	Temperatura minima	6 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	14,000/15,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	18,624/21,379 x g	16,433/18,863 x g	17,967/20,624 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore flessibile 4 × 100 ml	
	Codice	30314822
	Rotore portata massima	4 x 100 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	4 x 340 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314842	30314843	30314844	30314845	30314846	30314847	30314848
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,500						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3,192 x g		3,214 x g		3,192 x g	3,237 x g	3,213 x g
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon	Conica bordata	
Vol./Provetta	100 ml	85 ml	50 ml				30 ml
Nr. provette/Rotore	4						
Diametro max. provetta (mm)	46	38	34	29		25	
Altezza della provetta (mm)	90/108	92/118		90/118	116		95/105

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314849	30314850	30314851	30314852	30314853	30314854	30314855
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,500						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3,259 x g	3,350 x g	3,282 x g		3,214 x g	2,241 x g	3,169 x g
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata	Falcon	Conica bordata	Base arrotondata		Microprovetta	Base piatta
Vol./Provetta	25 ml	15 ml			5-7 ml	1.5 ml	4.5 ml
Nr. provette/Rotore	4	8	4	28	36	40	36
Diametro max. provetta (mm)	17			13	11	12	13
Altezza della provetta (mm)	95/105	120		90/108	75/100	42	75/100

Specifiche degli accessori			
Codice dell'accessorio	30314856	30314857	30314858
Tipo di accessorio	Rack		
Max. RPM	4,500		
Quantity in Package	2/pk		
Max. RCF	2,626 x g	3,214 x g	3,237 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Base arrotondata	Vacutainer	Sarstedt
Vol./Provetta	5-7 ml		4-10 ml
Nr. provette/Rotore	28		20
Diametro max. provetta (mm)	13		16
Altezza della provetta (mm)	65/80	75/100	

	Rotore flessibile 4 × 100 ml sigillabile	
	Codice	30314823
	Rotore portata massima	4 x 100 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	4 x 465 g
	Temperatura minima	-3 °C

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314860	30314861	30314862	30314863	30314864	30314865	30314866
Tipo di accessorio	Contenitore		Tappo a vite	O-Ring	Rack		
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	5,000/5,000						
Quantity in Package	2/pk			10/pk	2/pk		
Max. RCF	3,779 x g		N/d		3,672 x g	3,725 x g	
Specifiche della provetta					N/d		
Tipo provetta	Base arrotondata						
Vol./Provetta	100 ml				N/d	85 ml	50 ml
Nr. provette/Rotore	4						
Diametro max. provetta (mm)	N/d				40	38	34
Altezza della provetta (mm)	N/d				90/108		92/118

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314867	30314868	30314869	30314870	30314871	30314872	30314873*
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	5,000/5,000						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3,725 x g	3,751 x g	3,699 x g	3,486 x g	3,725 x g	3,752 x g	
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata	Falcon	Conica bordata		Base arrotondata	Falcon	
Vol./Provetta	50 ml			30 ml	25 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	4					4	8
Diametro max. provetta (mm)	29			25		17	
Altezza della provetta (mm)	90/113	116		95/105	95/110	120	


Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314874	30314875	30314876	30314877	30314878	30314879	30314880
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	5,000/5,000						
Qty in Package	2/pk						
Max. RCF	3,725 x g						
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Conica bordata	Base arrotondata		Microprovetta	Sarstedt	Base arrotondata	Vacutainer
Vol./Provetta	15 ml		5-7 ml	1.5 ml	10 ml	5-7 ml	10 ml
Nr. provette/Rotore	8	16	28	20	12	16	
Diametro max. provetta (mm)	17		13	11	17	13	17
Altezza della provetta (mm)	120	90/108	75/100	42	85/100	75/100	

Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30314881	30314882
Tipo di accessorio	Contenitore	
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	5,000/5,000	
Quantity in Package	2/pk	
Max. RCF	3,885 x g	
Specifiche della provetta		
Tipo provetta	Falcon	
Vol./Provetta	50 ml	15 ml
Nr. provette/Rotore	8	12
Diametro max. provetta (mm)	29	17
Altezza della provetta (mm)	116	120

*solo senza coperchio del secchio

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore flessibile 2 × 3 MTP w/contenitore	
	Codice	30314824
	Rotore portata massima	2 x 3 MTP
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	2 x 310 g
	Temperatura minima	-6 °C


Specifiche degli accessori	
Codice dell'accessorio	3031489030314891
Tipo di accessorio	ContenitoreAdattatore
Max. RPM	4,500
Quantity in Package	2/pk
Max. RCF	2,716 x g
Specifiche della provetta	N/d 
Tipo provetta	MicropiastraMicroprovetta
Vol./Provetta	MTP1.5/2.0 ml
Nr. provette/Rotore	6 micropiastre standard o 2 piastre per pozzetti profondi96
Diametro max. provetta (mm)	87 x 12811
Altezza della provetta (mm)	5142

	Rotore angolare 6 × 85 ml	
	Codice	30314825
	Rotore portata massima	6 x 85 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 25°
	Peso netto consentito	6 x 140 g
	Temperatura minima	17 °C

Specifiche degli accessori	N/d 
Codice dell'accessorio	N/d30314893303148943031489530314896303148973031489830314899
Tipo di accessorio	N/dAdattatore
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	11,000/13,500
Quantity in Package	N/d2/pk
Max. RCF	13,932 /20,984 x g12,985 /19,557 x g13,526 /20,372 x g12,579 /18,946 x g13,932 /20,984 x g12,850 /19,354 x g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Base arrotondataFalconBase arrotondata
Vol./Provetta	85 ml15 ml30 ml50 ml15 ml16 ml
Nr. provette/Rotore	6126
Diametro max. provetta (mm)	381725291718
Altezza della provetta (mm)	113103/11090/10310511812095/100103/110

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 6 × 85 ml	
	Codice	30314826
	Rotore portata massima	6 x 85 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 38°
	Peso netto consentito	6 x 140 g
	Temperatura minima	-5 °C

Specifiche degli accessori	N/d 
Codice dell'accessorio	N/d30314893303148943031489530314896303148973031489830314899
Tipo di accessorio	N/dAdattatore
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	9,000/9,000
Quantity in Package	N/d2/pk
Max. RCF	10,413 x g9,598 x g9,417 x g9,870 x g9,598 x g9,417 x g10,051 x g9,417 x g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Base arrotondataFalconBase arrotondata
Vol./Provetta	85 ml15 ml30 ml50 ml15 ml16 ml
Nr. provette/Rotore	6126
Diametro max. provetta (mm)	381725291718
Altezza della provetta (mm)	113103/11090/10310511812095/100103/110

	Rotore angolare 4 × 85 ml	
	Codice	30314827
	Rotore portata massima	4 x 85 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°
	Peso netto consentito	4 x 140 g
	Temperatura minima	5 °C

Specifiche degli accessori	N/d 
Codice dell'accessorio	N/d30314893303148943031489530314896*30314897*3031489830314899
Tipo di accessorio	N/dAdattatore
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	12,000/12,000
Quantity in Package	N/d2/pk
Max. RCF	14,809 x g13,682 x g13521 x g14,326 x g13,843 x g13,360 x g12,073 x g13,360 x g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Base arrotondataFalconBase arrotondata
Vol./Provetta	85 ml15 ml30 ml50 ml15 ml16 ml
Nr. provette/Rotore	4126
Diametro max. provetta (mm)	381725291718
Altezza della provetta (mm)	113103/11090/10310511812095/100103/110

*solo senza coperchio del secchio

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 10 × 50 ml					
	Codice	30314829				
	Rotore portata massima	10 x 50 ml				
	Tipo di rotore	Angolo, 38°				
	Peso netto consentito	10 x 74 g				
	Temperatura minima	9 °C				
Specifiche degli accessori	N/d					
Codice dell'accessorio	N/d	30130886*	30130889*	30130890*	30472300	30472307
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore				
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	7,500/7,500					
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk			
Max. RCF	8,174 x g	5,596 x g	7,671 x g	6,539 x g	7860 x g	8048 x g
Specifiche della provetta						
Tipo provetta	Falcon	Microprovetta	Base arrotondata			Base conica
Vol./Provetta	50 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	10					
Diametro max. provetta (mm)	29	11	13.5		17	
Altezza della provetta (mm)	118	42	100	100	97-123	120

*Tutti i rack sono usati solo con secchi 30472300, 30472307

	Rotore angolare 6 × 50 ml							
	Codice	30314830						
	Rotore portata massima	6 x 50 ml						
	Tipo di rotore	Angolo, 40°						
	Peso netto consentito	6 x 72 g						
	Temperatura minima	-8 °C						

Specifiche degli accessori	N/d							
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130891	30130890	30130891	30130892	30130893	30130892
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore						
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	6,000/6,000							
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk					
Max. RCF	4,427 x g	2,696 x g	4,105 x g	3,340 x g	4,306 x g	4,145 x g	4,266 x g	
Specifiche della provetta								
Tipo provetta	Base arrotondata /Falcon	Microprovetta	Base arrotondata					
Vol./Provetta	50 ml	15 ml	30 ml	50 ml		15 ml		16 ml
Nr. provette/Rotore	6						6	6
Diametro max. provetta (mm)	29	11	13.5		26	17	18	
Altezza della provetta (mm)	116	42	26	65/75	100	100/105		120

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 6 x 50 ml				
	Codice	30314831			
	Rotore portata massima	6 x 50 ml			
	Tipo di rotore	Angolo, 26°			
	Peso netto consentito	6 x 94 g			
	Temperatura minima	-5 °C			
Specifiche degli accessori	N/d				
Codice dell'accessorio	N/d	30130891	30130892	30130893	30314892*
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore			
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	12,000/12,000				
Quantity in Package	N/d	2/pk			
Max. RCF	13,522 x g	13,200 x g	12,717 x g	12,878 x g	12,395 x g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata Oakridge	Base arrotondata			Falcon
Vol./Provetta	50 ml	30 ml	16 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	6				
Diametro max. provetta (mm)	29	26	18	17	17.5
Altezza della provetta (mm)	95/115	100	100/105		116/125

*solo senza coperchio del secchio

	Rotore angolare 30 x 15 ml			
	Codice	30314832		
	Rotore portata massima	30 x 15 ml		
	Tipo di rotore	Angolo, 35°		
	Peso netto consentito	30 x 32 g		
	Temperatura minima	-9 °C		

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	4,500/4,500			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	2,830 x g	2,038 x g	2,762 x g	2,377 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	30			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	95/115	42	100	65/75

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 20 × 10 ml	
	Codice	30314833
	Rotore portata massima	20 x 10 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 30°
	Peso netto consentito	20 x 18 g
	Temperatura minima	2 °C

*No Adattatores

	Rotore angolare 12 × 15 ml	
	Codice	30314834
	Rotore portata massima	12 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°
	Peso netto consentito	12 x 25 g
	Temperatura minima	-11.5 °C

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	6,000/6,000			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	4,427 x g	3,059 x g	4,266 x g	3,662 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	121	42	100	65/75

	Rotore angolare 44 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314835
	Rotore portata massima	44 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°/ 55°
	Peso netto consentito	44 x 3.8 g
	Temperatura minima	1 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	13,500/13,500		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	17,113 x g	15,687 x g	16,706 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	44		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 30 × 1.5/2.0 ml sigillabile	
	Codice	30314836
	Rotore portata massima	30 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	30 x 3.4 g
	Temperatura minima	9 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	13,000/14,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	17,758/20,595 x g	17,191/19,937 x g	15,869/18,404 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	30		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30314838
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g
	Temperatura minima	6 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	14,000/15,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	18,624/21,379 x g	16,433/18,863 x g	17,967/20,624 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5718 e FC5718R

	Rotore angolare 12 × 1.5/2.0 ml			
	Codice	30314839		
	Rotore portata massima	12 x 1.5/2.0 ml		
	Tipo di rotore	Angolo, 40°		
	Peso netto consentito	12 x 3.4 g		
	Temperatura minima	-2 °C		
Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30314900	30130885	30130884
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM (FC5718/FC5718R)	18,000/18,000			
Quantity in Package	N/d	6/pk		
Max. RCF	23,542 x g	23,180 x g	20,282 x g	22,818 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Microprovetta			
Vol./Provetta	2 ml	1.5 ml	0.5 ml	0.2/0.4 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Diametro max. provetta (mm)	11	11	8	6
Altezza della provetta (mm)	40	42	30	20



*No Adattatores



*No Adattatores

Rotore angolare 64 × 0.5 ml	
Codice	30314840
Rotore portata massima	64 x 0.5 ml
Tipo di rotore	Angolo, 40°
Peso netto consentito	64 x 2.3 g
Temperatura minima	2 °C

Rotore angolare, 4 strip da 8 posti per PCR	
Codice	30314841
Rotore portata massima	4 x striscia PCR a 8 pozzetti
Tipo di rotore	Angolo, 45°
Peso netto consentito	4 x 3.5 g
Temperatura minima	-1 °C

Rotori per FRONTIER™ FC5714

	Rotore flessibile 4 x 100 ml						
	Codice	30314822					
	Rotore portata massima	4 x 100 ml					
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°					
	Peso netto consentito	4 x 340 g					
	Temperatura minima	N/d					

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314842	30314843	30314844	30314845	30314846	30314847	30314848
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,500						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3,192 x g		3,214 x g		3,192 x g	3,237 x g	3,124 x g
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata				Falcon	Conica bordata	
Vol./Provetta	100 ml	85 ml	50 ml			30 ml	
Nr. provette/Rotore	4						
Diametro max. provetta (mm)	46	38	34	29			25
Altezza della provetta (mm)	90/108	92/118		90/108	116		95/105

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314849	30314850	30314851	30314852	30314853	30314854	30314855
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,500						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	3259	3350	3282		3214	2241	3169
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata	Falcon	Conica bordata	Base arrotondata		Microprovetta	Base piatta
Vol./Provetta	25 ml	15 ml			5-7 ml	1.5 ml	4.5 ml
Nr. provette/Rotore	4	8	4	28	36	40	36
Diametro max. provetta (mm)	25	17			13	11	12
Altezza della provetta (mm)	95/105	120		90/108	75/100	42	75/100

Specifiche degli accessori			
Codice dell'accessorio	30314856	30314857	30314858
Tipo di accessorio	Rack		
Max. RPM	4,500		
Quantity in Package	2/pk		
Max. RCF	2,626 x g	3,214 x g	3,237 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Base arrotondata	Vacutainer	Sarstedt
Vol./Provetta	5-7 ml		4-10 ml
Nr. provette/Rotore	28		
Diametro max. provetta (mm)	13		16
Altezza della provetta (mm)	65/80	75/100	

Rotori per FRONTIER™ FC5714

	Rotore flessibile 4 × 100 ml sigillabile						
	Codice	30314823					
	Rotore portata massima	4 x 100 ml					
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°					
	Peso netto consentito	4 x 465 g					
	Temperatura minima	N/d					
Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314860	30314861	30314862	30314863	30314864	30314865	30314866
Tipo di accessorio	Contenitore		Tappo a vite	O-Ring	Rack		
Max. RPM	4,000						
Quantity in Package	2/pk			10/pk	2/pk		
Max. RCF	2,418 x g		N/d		2,350 x g	2,384 x g	
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata						
Vol./Provetta	100 ml					85 ml	50 ml
Nr. provette/Rotore	N/d				4		
Diametro max. provetta (mm)	N/d				40	38	34
Altezza della provetta (mm)	N/d				90/108		92/118

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314867	30314868	30314869	30314870	30314871	30314872	30314873*
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,000						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	2,383 x g	2,400 x g	2,366 x g	2,230 x g	2,383 x g	2,401 x g	
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Base arrotondata	Falcon	Conica bordata		Base arrotondata	Falcon	
Vol./Provetta	50 ml			30 ml	25 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	4					4	8
Diametro max. provetta (mm)	29			25		17	
Altezza della provetta (mm)	90/113	116		95/105	95/110	120	

Rotori per FRONTIER™ FC5714

Specifiche degli accessori							
Codice dell'accessorio	30314874*	30314875	30314876	30314877	30314878	30314879	30314880
Tipo di accessorio	Rack						
Max. RPM	4,000						
Quantity in Package	2/pk						
Max. RCF	2,383 x g						
Specifiche della provetta							
Tipo provetta	Conica bordata	Base arrotondata		Microprovetta	Sarstedt	Base arrotondata	Vacutainer
Vol./Provetta	15 ml		5-7 ml	1.5 ml	10 ml	5-7 ml	10 ml
Nr. provette/Rotore	8	16		20	12	16	
Diametro max. provetta (mm)	17		13	11	17	13	17
Altezza della provetta (mm)	120	90/108		42	85/100	75/100	75/101

Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30314881	30314882
Tipo di accessorio	Contenitore	
Max. RPM	4,000	
Quantity in Package	2/pk	
Max. RCF	2,486 x g	
Specifiche della provetta		
Tipo provetta	Falcon	
Vol./Provetta	50 ml	15 ml
Nr. provette/Rotore	8	12
Diametro max. provetta (mm)	29	17
Altezza della provetta (mm)	116	120

*Only without bucket lid

	Rotore flessibile 2 x 3 MTP w/contenitore	
	Codice	30314824
	Rotore portata massima	2 x 3 MTP
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	2 x 310 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori		
Codice dell'accessorio	30314890	30314891
Tipo di accessorio	Contenitore	Adattatore
Max. RPM	4,500	
Quantity in Package	2/pk	
Max. RCF	2,716 x g	
Specifiche della provetta	N/d	
Tipo provetta	Micropiastra	Microprovetta
Vol./Provetta	MTP	1.5/2.0 ml
Nr. provette/Rotore	6 micropiastre standard o 2 piastre per pozzetti profondi	96
Diametro max. provetta (mm)	87 x 128	11
Altezza della provetta (mm)	51	42

Rotori per FRONTIER™ FC5714

	Rotore angolare 6 x 50 ml								
	Codice	30314830							
	Rotore portata massima	6 x 50 ml							
	Tipo di rotore	Angolo, 40°							
	Peso netto consentito	6 x 72 g							
	Temperatura minima	N/d							
Specifiche degli accessori	N/d								
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890	30130891	30130892	30130893	30130894	
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore							
Max. RPM	6,000								
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk						
Max. RCF	4,427 x g	2,696 x g	4,105 x g	3,340 x g	4,306 x g	4,145 x g	4,266 x g		
Specifiche della provetta									
Tipo provetta	Base arrotondata /Falcon	Microprovetta	Base arrotondata						Base arrotondata /Falcon
Vol./Provetta	50 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml	30 ml	16 ml	15 ml		
Nr. provette/Rotore	6								
Diametro max. provetta (mm)	29	11	13.5		26	18	17		
Altezza della provetta (mm)	116	42	100	65/75	100	100/105		120	

	Rotore angolare 30 × 15 ml	
	Codice	30314832
	Rotore portata massima	30 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 35°
	Peso netto consentito	30 x 32 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	4,500			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	2,830 x g	2,038 x g	2,762 x g	2,377 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	30			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	95/115	42	100	65/75

Rotori per FRONTIER™ FC5714

	Rotore angolare 12 × 15 ml	
	Codice	30314834
	Rotore portata massima	12 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°
	Peso netto consentito	12 x 25 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	6,000			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	4,427 x g	3,059 x g	4,266 x g	3,662 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	121	42	100	65/75

	Rotore angolare 30 × 1.5/2.0 ml sigillabile	
	Codice	30314836
	Rotore portata massima	30 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	30 x 3.4 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM	12,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	15,131 x g	13,521 x g	14,648 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	30		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5714

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml		
	Codice	30314838	
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml	
	Tipo di rotore	Angolo, 45°	
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g	
	Temperatura minima	N/d	
Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM	14,000		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	18,624 x g	16,433 x g	17,967 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS			
	Codice	30304361		
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml		
	Tipo di rotore	Angolo, 45°		
	Peso netto consentito	24 x 3.4 g		
	Temperatura minima	N/d		
Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885	
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	14,000			
Quantity in Package	N/d	6/pk		
Max. RCF	18,624 x g	16,433 x g	17,967 x g	
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Microprovetta			
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml	
Nr. provette/Rotore	24			
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8	
Altezza della provetta (mm)	40	20	30	

Rotori per FRONTIER™ FC5707

	Rotore angolare 8 × 15 ml				
	Codice	30472305			
	Rotore portata massima	8 × 15 ml			
	Tipo di rotore	Angolo, 32°			
	Peso netto consentito	200 g			
	Temperatura minima	N/d			
Specifiche degli accessori	N/d	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	N/d	Adattatore		
Max. RPM	6,800				
Quantity in Package	N/d		6/pk	2/pk	
Max. RCF	4,445 x g		2,894 x g	4,290 x g	3,618 x g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata	Base conica	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml		1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	8	4	8		
Diametro max. provetta (mm)	17		11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	95/100	121	42	95/115	62/90

Rotori per FRONTIER™ FC5706

	Rotore angolare 12 × 15 ml	
	Codice	30130877
	Rotore portata massima	12 x 15 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°
	Peso netto consentito	300 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130889	30130890
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	6,000			
Quantity in Package	N/d	6/pk	2/pk	
Max. RCF	4,427 x g	3,058 x g	4,265 x g	3,621 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Microprovetta	Base arrotondata	
Vol./Provetta	15 ml	1.5/2.0 ml	7 ml	5 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Diametro max. provetta (mm)	17	11	13.5	
Altezza della provetta (mm)	121	42	95/115	62/90

	Rotore angolare 6 × 50 ml	
	Codice	30130878
	Rotore portata massima	6 x 50 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 40°
	Peso netto consentito	432 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d				
Codice dell'accessorio	N/d	30130891	30130892	30130893	30130894
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore			
Max. RPM	6,000				
Quantity in Package	N/d	2/pk			
Max. RCF	4,427 x g	4,306 x g	4,145 x g	4,225 x g	4,185 x g
Specifiche della provetta					
Tipo provetta	Base arrotondata/Falcon	Base arrotondata			Base arrotondata/Falcon
Vol./Provetta	50 ml	30 ml	16 ml	15 ml	
Nr. provette/Rotore	6				
Diametro max. provetta (mm)	29	26	18	17	
Altezza della provetta (mm)	116	100	100/105		120

Rotori per FRONTIER™ FC5706

	Rotore flessibile 6 × 5 ml	
	Codice	30130880
	Rotore portata massima	6 x 5 ml
	Tipo di rotore	Basculante, 0-90°
	Peso netto consentito	240 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	
Codice dell'accessorio	30130895
Tipo di accessorio	Contenitore
Max. RPM	4,000
Quantity in Package	2/pk
Max. RCF	1,878 x g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	Base arrotondata
Vol./Provetta	5 ml
Nr. provette/Rotore	6
Diametro max. provetta (mm)	14
Altezza della provetta (mm)	75

Rotori per FRONTIER™ FC5515 e FC5515R

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml		
	Codice	30130870	
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml	
	Tipo di rotore	Angolo, 45°	
	Peso netto consentito	82 g	
	Temperatura minima	+5 °C	

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130884		30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM		15,200		
Quantity in Package	N/d	6/pk		
Max. RCF	21,953 x g	19,145 x g		20,932 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Microprovetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2 ml	0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore		24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6		8
Altezza della provetta (mm)	40	20		30

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS		
	Codice	30130871	
	Rotore portata massima	24 x 1.5/2.0 ml	
	Tipo di rotore	Angolo, 45°	
	Peso netto consentito	82 g	
	Temperatura minima	+5 °C	

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130884		30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	15,200			
Quantity in Package	N/d	6/pk		
Max. RCF	21,953 x g	19,165 x g		20,932 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Microprovetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2 ml	0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24			
Diametro max. provetta (mm)	11	6		8
Altezza della provetta (mm)	40	20		30

Rotori per FRONTIER™ FC5515 e FC5515R

	Rotore angolare 30 × 1.5/2.0 ml sigillabile	
	Codice	30130872
	Rotore portata massima	30 x 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	102 g
	Temperatura minima	+6 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM	13,500		
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	19,150 x g	16,933 x g	18,344 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	30		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 12 × 5 ml sigillabile	
	Codice	30130873
	Rotore portata massima	12 x 5 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	165 g
	Temperatura minima	+4 °C

Specifiche degli accessori	N/d			
Codice dell'accessorio	N/d	30130886	30130887	30130888
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore		
Max. RPM	14,500			
Quantity in Package	N/d	2/pk	6/pk	
Max. RCF	19,978 x g	16,452 x g	17,158 x g	17,628 x g
Specifiche della provetta				
Tipo provetta	Microprovetta		Provetta per criogenia	
Vol./Provetta	5 ml	1.5/2.0 ml	1.0 ml	1.8 ml
Nr. provette/Rotore	12			
Max. Diameter (mm)	17	11	12.6	
Altezza della provetta (mm)	60	42	41	48

Rotori per FRONTIER™ FC5515 e FC5515R

	Rotore angolare, 4 strip da 8 posti per PCR	
	Codice	30130874
	Rotore portata massima	4 x striscia PCR a 8 pozzetti
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	14 g
	Temperatura minima	+5 °C

*No Adattatores

	Rotore angolare 44 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30130879
	Rotore portata massima	44 x 1.5/2.0ml
	Tipo di rotore	Angolo, 32°/55°
	Peso netto consentito	150 g
	Temperatura minima	+6 °C

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM		13,500	
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	17,317 x g	15,668 x g	17,111 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	44		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotor, Angolo, 24 x Capillaries	
	Codice	30130881
	Rotore portata massima	24 × Capillaries
	Tipo di rotore	Angolo, 90°
	Peso netto consentito	4.8 g
	Temperatura minima	N/d

*No Adattatores

Rotori per FRONTIER™ FC5513

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml	
	Codice	30472301
	Rotore portata massima	24 × 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	82 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM		13,500	
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	17,317 x g	N/d	2,716 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24	24	
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS	
	Codice	30472302
	Rotore portata massima	24 × 1.5/2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	82 g
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30130884	30130885
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM		13,5000	
Quantity in Package	N/d	6/pk	
Max. RCF	17,317 x g	15,076 x g	16,706 x g
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Microprovetta		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	24		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

Rotori per FRONTIER™ FC5513

	Rotore angolare 18 × 2.0 ml Spin Column	
	Codice	30472303
	Rotore portata massima	18 × 2.0 ml
	Tipo di rotore	Angolo, 45°
	Peso netto consentito	68 g
	Temperatura minima	N/d
Specifiche della provetta		
Tipo provetta	Microprovetta	
Vol./Provetta	2 ml	
Nr. provette/Rotore	18	
Diametro max. provetta (mm)	11	
Altezza della provetta (mm)	40	

*No Adattatores

	Rotore hematocrito 24 × Capillari V2	
	Codice	30472304
	Rotore portata massima	24 × Capillari, V2
	Tipo di rotore	Hematocrito, 90°
	Peso netto consentito	4.8 g
	Temperatura minima	N/d

*No Adattatores

Rotori per FRONTIER™ FC5306

	Rotore angolare 8 × 1.5/2.0 ml		
	Codice	30129559	
	Rotore portata massima	8 × 1.5/2.0 ml	
	Tipo di rotore	Angolo, 40°	
	Peso netto consentito	8 × 3.4 g	
	Temperatura minima	N/d	
Specifiche degli accessori	N/d		
Codice dell'accessorio	N/d	30129561	30129562
Tipo di accessorio	N/d	Adattatore	
Max. RPM	6000 rpm		
Quantity in Package	1 /pk	8 /pk	
Max. RCF	2000 × g		
Specifiche della provetta			
Tipo provetta	Base arrotondata/conica		
Vol./Provetta	1.5/2.0 ml	0.2 ml	0.5 ml
Nr. provette/Rotore	8		
Diametro max. provetta (mm)	11	6	8
Altezza della provetta (mm)	40	20	30

	Rotore angolare, 4 strip da 8 posti per PCR	
	Codice	30129560
	Rotore portata massima	4 x striscia PCR a 8 pozzetti
	Tipo di rotore	Angolo, 40°
	Peso netto consentito	N/d
	Temperatura minima	N/d

Specifiche degli accessori	N/d
Codice dell'accessorio	N/d
Tipo di accessorio	N/d
Max. RPM	6,000 rpm
Quantity in Package	N/d
Max. RCF	2000 × g
Specifiche della provetta	
Tipo provetta	posti per PCR
Vol./Provetta	0.2 ml
Nr. provette/Rotore	32
Diametro max. provetta (mm)	6
Altezza della provetta (mm)	20



FRONTIER™ 5000

Guida del rotore



OHAUS Corporation

Con sede centrale a Parsippany, in New Jersey, OHAUS Corporation produce una vasta gamma di bilance meccaniche ed elettroniche di alta precisione che soddisfano le esigenze di pesatura di tutti i settori industriali. Siamo un'azienda globale, leader nel settore industriale, didattico e nel laboratorio e operiamo anche in mercati specializzati, tra cui quello della preparazione degli alimenti, del farmaceutico e il settore della gioielleria. Grazie alla certificazione ISO 9001:2015, i prodotti OHAUS sono precisi, affidabili ed economicamente vantaggiosi, e sono supportati da un servizio di assistenza clienti tra i migliori al mondo. Per maggiori informazioni, può contattare OHAUS Corporation o visitare il sito www.ohaus.com.

OHAUS Europe GmbH
Heuwinkelstrasse 3,
8606 Nänikon,
Svizzera

E-mail: ssc@ohaus.com

Tel.: 0039 0238 591 323

E-mail: tsc@ohaus.com

Tel.: 0039 0238 591 324

www.ohaus.com

Il sistema di gestione che regola la produzione di questo prodotto è certificato ISO 9001:2015.

Europe Literature #



80776257 20200721 © Copyright OHAUS Corporation

Ingeniously Practical